



EN Mediblink Spacer for Aerosol Medication MediFlow

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Important Information

1.1 General

Please read these instructions for use carefully and completely. Do not discard them, so you can consult them at a later date. If you fail to comply with the instructions for use, injury or damage to the device cannot be ruled out.

If symptoms persist or if your condition worsens, discontinue the application and contact your doctor immediately.

1.2 Structure of safety instructions

Safety-critical warnings are categorized according to hazard levels in these instructions for use:

- The signal word **WARNING** is used to indicate hazards which, without precautionary measures, can result in serious injury or even death.
- The signal word **CAUTION** is used to indicate hazards which, without precautionary measures, can result in minor to moderate injury or impair treatment.
- The signal word **NOTICE** is used to indicate general precautionary measures which are to be observed to avoid damaging the product during use.

1.3 Treatment of anyone who requires assistance

Anyone who requires assistance must be supervised constantly by an adult during inhalation therapy.

This is the only way to ensure safe and effective treatment.

Individuals in this group often underestimate the hazards involved, thus resulting in a risk of injury.

The product contains small parts. Small parts can block the airways and lead to a choking hazard. Therefore, make sure that you always keep all components of the product out of the reach of babies, infants and children.

This product is only designed for patients who are able to breathe by themselves and are conscious. This is the only way to ensure effective treatment and avoid a choking hazard.

1.4 Hygiene

Only use the MediFlow spacer and accessories that have been cleaned and dried as described in chapter 4 for inhalation therapy.

Contamination and residual moisture encourage the growth of bacteria, so increasing the risk of infection.

Therefore, please observe the following hygiene instructions:

- Each MediFlow spacer must only be used at home by a single patient for hygiene reasons.
- Makes absolutely sure you also carry out cleaning and drying before using the device for the first time.
- For cleaning and disinfection, always use fresh tap water of drinking water quality.
- Make sure all components are dried properly whenever you have performed cleaning or disinfection.
- Do not keep the MediFlow spacer and accessories in a damp environment or together with damp objects.

2. Product Description

2.1 Components

Check that all components of your MediFlow spacer product are contained in your package. If anything is missing, please notify the dealer from whom you purchased the product immediately.

No.	Components	Specification/Size			
		L (M493— Large)	M (M492— Medium)	S (M491— Small)	N (No mask)
1.	Masks	✓	✗	✗	✗
		✗	✓	✗	✗
		✗	✗	✓	✗
2.	Dust cap (optional)	✓	✓	✓	✓
3.	Mouthpiece	✓	✓	✓	✓
4.	Storage body	✓	✓	✓	✓
5.	Back piece	✓	✓	✓	✓
6.	Valves	✓	✓	✓	✓
7.	Whistle (optional)	✓	✓	✓	✓

Note: ✓ stands for having these components while ✗ for none.

2.2 Intended purpose

The Spacer for aerosol Medication MediFlow is a holding chamber, and is used in conjunction with medication sprays or "metered dose inhalers" (MDIs) in the treatment of diseases of the airways.

2.3 Intended use

MediFlow spacer is intended for use by treating chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma with medicine-assisted inhalation device.

2.4 Combination of medical devices

The MediFlow spacer should be used in conjunction with "metered dose inhalers" (MDIs) in the treatment of diseases of the airways. The metered dose inhalers are approximate rectangular, 23±2mm long × 16.5±2mm wide.

2.5 Contraindications

There are no contraindications known.

2.6 Product combinations

The MediFlow spacer has four specifications: 'S' is Small mask (Reference number M491/ model DL-01D-I), 'M' is Medium mask (Reference number M493/ model DL-01D-C), 'L' is Large mask (Reference number M492/ model DL-01D-L), and N is without mask. Patients can choose the appropriate specifications based on the size of the face.

2.7 Description of function

The MediFlow spacer helps to minimize coordination mistakes when using metered dose inhalers, avoid deposition of large quantities of medication in the oropharyngeal area, and the undesirable side effects associated therewith a flexible connecting adaptor. It can be used with most conventional metered dose inhalers.

2.8 Material information

Materials	Parts
PETG/PP/ABS	Inhalation chamber, mouthpiece
SILICONE	Valve in the chamber, mask
THERMOPLASTIC RUBBER	Back piece, dust cap

All materials are latex-free and BPA-free.

2.9 Shelf life

The shelf life of the MediFlow Spacer for Aerosol is 3 years. The product is recommended to be replaced after 12 months or to be replaced after using it for 1460 times.

3. Inhalation

3.1 Function check

Clear pathway through the valve

After receiving the MediFlow spacer, check that the path through the valve in the mouthpiece is unobstructed. If the valve is obstructed, the MediFlow spacer must not be used.

Position of the valve

Before every use, check that the valve is in the correct position inside the MediFlow spacer mouthpiece:

- Check that the valve is in the position shown inside the mouthpiece.
- If necessary, use a stream of water to correct its position.
- Dry the MediFlow spacer completely before using it again.

3.2 Preparation for inhalation

⚠️ WARNING

Since the inhalation chamber of the MediFlow spacer is not completely closed, small particles can get in, and might be breathed in during an inhalation session (choking hazard). Therefore, it is imperative to make sure there are no foreign bodies inside the MediFlow spacer before every use.

⚠️ CAUTION


Check all product components and the accessories before each use. Replace any broken, misshapen or seriously discolored parts. Please also follow the instructions for assembly given below. Damaged components and an incorrectly assembled holding chamber may impair the function of the holding chamber and thus the treatment as well.

⚠️ CAUTION

If a mask is being used, make sure that the expiratory valve shim is pressed out. If the valve shim is deflected inward, the dosage delivered may be insufficient when inhaling.

3.3 Performing the inhalation

- Carefully examine the MediFlow spacer for damage, missing parts or foreign objects. Remove any foreign objects prior to use.




- Remove cap from the chamber (if applicable) and place the mask connector over chamber's mouthpiece until it fits securely (if applicable).


⚠️ CAUTION

Before the patient starts inhaling, ensure that all parts are firmly connected to each other. Otherwise, insufficient dosage may be delivered.

- Remove cap from the Meter-dose inhaler (MDI), shake MDI immediately before use and insert MDI into the backpiece of the chamber.



- Try to exhale, hold mask against the face, press MDI and inhale slowly. Hold mask in place and breath in and out through the chamber for 5-6 breaths. If there is no mask, place lips around mouthpiece, press MDI and inhale slowly. Slow down inhalation if a tone is heard. Hold breath for 5-10 seconds.



⚠️ CAUTION

If you use a mask, make sure that the mask completely covers both corners of the mouth and the nose. Otherwise, the treatment can be less effective due to escaping aerosol, because of underdosage, for example. For possible side effects of escaping aerosol, please read the instructions for use of the medication in question.

⚠️ CAUTION

Children younger than 18 months should inhale four to six times; children older than 18 months should inhale deeply two to four times. Otherwise, insufficient dosage may be delivered. For adults, one breath is enough to inhale the medication from the MediFlow spacer.

5) If the doctor asks you to take medicine for more than one spray, please take a rest for one minute, and then repeat steps 3-4.

4. Cleaning

Regularly clean all product components and the accessories used, if they are visibly dirty immediately after use. The chamber is usually cleaned once a week.

4.1 Preparation

- Take the metered dose inhaler (MDI) out of the connecting ring on the inhalation chamber and close it with the protective cap provided for this purpose.
- If applicable, detach the mask from the mouthpiece.
- Disconnect the mouthpiece from the inhalation chamber (if applicable).

4.2 Cleaning

- Remove the back piece and disassemble the other parts of the MediFlow spacer.



- Soak all parts for 15 minutes in lukewarm water (temperature must not exceed 60°C) with liquid detergent. Agitate gently.



- Rinse in clean water.



- Shake out excess water. Do not rub dry.



- Let air dry in vertical position.



- Re-assemble back-piece when unit is completely dry and ready for use.



NOTE: If you wash the product in the dishwasher, make sure that the temperature does not exceed 60°C.

⚠️ CAUTION

Do not clean with boiling or hot water as this will damage your MediFlow spacer. Only silicone mask may be cleaned in boiling or hot water.

4.3 Visual inspection

Inspect all product components after each cleaning and disinfection. Replace any broken, misshapen or seriously discolored parts.

4.4 Drying and storage

- Dry all individual parts completely. Because of the antistatic properties of the inhalation chamber, don't rub dry or heat dry.

- Place the protective cap over the mouthpiece (if applicable). Info: The protective cap protects the mouthpiece from damage during transport and storage.

- Attach the mouthpiece to the inhalation chamber (if applicable).

- Store the MediFlow spacer and its accessories in a dry, dust-free place (safely out of continuous direct sunlight).

5. Miscellaneous

5.1 Disposal

All product components can be disposed of with domestic waste unless this is prohibited by the disposal regulations prevailing in the respective member countries.

5.2 Explanation of symbols

The following symbols are displayed on the packaging of your product MediFlow spacer:

Symbol	Explanation
	Manufacturer
	Authorized representative in EU
	Importer

Symbol	Explanation
	Distributor
	CE Marking of Conformity, Notified body ID number
	Before use, read the instructions. Electronic instructions for use: http://www.mediblink.com/f/m491.pdf http://www.mediblink.com/f/m492.pdf http://www.mediblink.com/f/m493.pdf

⚠ POZOR

Če uporabljate masko, poskrbite, da ta v celoti prekriva oba kotača ust in nos. V nasprotnem primeru je lahko uporaba manj učinkovita zaradi uhajanja pršila in tem premajhnega odmerka. Gledate morebitnih neželenih učinkov uhajajočega pršila preberite navodila za uporabo zadevnega zdravila.

⚠ POZOR

Otroci, mlajši od 18 mesecev, naj vdhijejo 4–6-krat, otroci, starejši od 18 mesecev, naj globoko vdhijejo 2–4-krat. V nasprotnem primeru je odmerek lahko nezadosten. Pri odraslih je dovolj en vdih zdravila iz podaljske MediFlow.

5) Če morate po naročilu zdravnika zdravilo jemati v več kot enem pršilu, počivajte eno minuto in nato ponovite korake 3–4.

4. Čiščenje


Redno čistite vse sestavne dele izdelka in uporabljene dodatke, če so vidno umazani, in sicer takoj po uporabi. Komoro običajno čistite enkrat na teden.

4.1 Priprava

- Inhalator z odmerjenim odmerekom (MDI) izvlecite iz povezovalnega obroča na inhalacijski komori in ga zaprite s temu namenjenim zaščitnim pokrovčkom.
- Če je primerno, masko odstranite z ustnika.
- Odklopite ustnik iz inhalacijske komore (če je primerno).

4.2 Čiščenje


- Odstranite hrbtni del in razstavite druge dele podaljska MediFlow.



- Vse dele za 15 minut namočite v mlačno vodo (temperatura ne sme preseči 60 °C) s tekočim detergentom. Nežno mešajte.




- Izperite v čisti vodi.



- Odvečno vodo stresite. Ne sušite z drgnjenjem do suhega.



- Pustite, da se posuši na zraku v navpičnem položaju.



OPOMBA: Če izdelek pomivate v pomivalnem stroju, pazite, da temperatura ne preseže 60 °C.

⚠ POZOR

Ne čistite z vrelo ali vročo vodo, saj boste podaljk v tem poškodovali. V vreli ali vroči vodi je dovoljeno čistiti samo silikonsko masko.

4.3 Vizualni pregled

Po vsakem čiščenju in razkuževanju preglejte vse sestavne dele izdelka. Zamenjajte vse zlomljene, deformirane ali močno obavarne dele.

4.4 Sušenje in shranjevanje

- Popolnoma posušite vse posamezne dele. Zaradi antistatičnih lastnosti inhalacijske komore je ne brišite z drgnjenjem do suhega ali sušite na toplem.
- Na ustnik namestite zaščitni pokrovček (če obstaja). Informacije: Zaščitni pokrovček ščiti ustnik pred poškodbami med prevozom in shranjevanjem.
- Ustnik pritrignite na inhalacijsko komoro (če je primerno).
- Podaljk MediFlow in njegovo dodatno opremo shranjujte na suhem mestu brez prahu (na varnem pred neposredno sončno svetlobo).

5. Razno

5.1 Odstranjevanje med odpadke

Vse sestavne dele izdelka lahko odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki, razen če to prepovedujejo predpisi o odstranjevanju odpadkov, ki veljajo v posameznih državah članicah.

5.2 Pojasnilo simbolov

Na embalaži vašega podaljska MediFlow so prikazani naslednji simboli:

Simbol	Pojasnilo
	Proizvajalec
	Pooblaščeni predstavnik v EU
	Uvoznik
	Distributer

Simbol	Pojasnilo
	Oznaka skladnosti CE, ID številka priglašenega organa
	Pred uporabo preberite navodila za uporabo. Elektronsko navodilo za uporabo: http://www.mediblink.si/f/m491.pdf http://www.mediblink.si/f/m492.pdf http://www.mediblink.si/f/m493.pdf
	Opozorilo!
	Referenčna številka izdelka
	Številka serije*
	Rok uporabe
	Številka modela
	Medicinski pripomoček
	Edinstveni identifikator pripomočka
	Število izdelkov v enem pakiranju
	Papir
	Hranite na suhem

Mediblink®
medical devices



HR Mediblink Posudica za udisanje lijekova MediFlow

PUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Važne informacije

1.1 Opće

Pažljivo i u cijelosti pročitajte ova uputstva za upotrebu. Nemojte ih baciti kako biste ih kasnije mogli ponovno pročitati. Ako se ne pridržavate uputstva za upotrebu, ne mogu se isključiti ozljede ili oštećenja uređaja.

Ako simptomi potraju ili se vaše stanje pogorša, prekinite primjenu i odmah se obratite svom liječniku.

1.2 Struktura sigurnosnih uputstava

Upozorenja kritična za sigurnost kategorizirana su prema razinama opasnosti u ovim uputstvima za upotrebu:

- Signalna riječ **OPREZ** koristi se za označavanje opasnosti koja, bez mjeru opreza, mogu dovesti do ozljednih ozljeda ili čak smrti.
- Signalna riječ **OPREZ** koristi se za označavanje opasnosti koja, bez mjeru opreza, mogu dovesti do lakše odnosno srednje teške ozljede ili utjecati na rezultat upotrebe.
- Signalna riječ **OBAVIJEST** koristi se za označavanje općih mjeru opreza kojih se treba pridržavati kako bi se izbjeglo oštećenje proizvoda tijekom uporabe.

1.3 Upotreba kod svih kojima je potrebna pomoć

Svatko tko treba pomoći mora biti pod stalnim nadzorom odrasle osobe tijekom inhalacije.

To je jedini način da se osigura sigurna i učinkovita upotreba.

Pojedinci u ovoj skupini često podcenjuju opasnosti što dovodi do rizika od ozljeda.

Proizvod sadrži male dijelove. Mali dijelovi mogu blokirati dišne puteve i dovesti do opasnosti od gušenja. Stoga pazite da sve sastavne dijelove proizvoda uvijek držite izvan dohvata beba i djece.

Ovaj je proizvod namijenjen samim pacijentima koji mogu sami disati i pri svijesti. To je jedini način da se osigura učinkovita upotreba i izbjegne opasnost od gušenja.

1.4 Higijena

Za inhalaciju koristite samo posudicu MediFlow i dodatke koji su očišćeni i osušeni kako je opisano u poglavljiju 4.

Kontaminacija i ostaci vlage potiču razvoj bakterija, čime se povećava rizik od infekcije.

Stoga se pridržavajte sljedećih higijenskih uputstava:

- Iz higijenskih razloga svaki uređaj MediFlow kod kuće može upotrebljavati samo jedan pacijent.
- Uređaj također obavezuje očistite i osušite prije prve uporabe.
- Za čišćenje i dezinfekciju uvijek koristite suvu pitku vodu iz slavine.
- Nakon čišćenja ili dezinfekcije uvijek provjerite jesu li svi sastavni dijelovi pravilno osušeni.
- Nemojte držati posudicu MediFlow i dodatke u vlažnom okruženju ili zajedno s vlažnim predmetima.

2. Opis proizvoda

2.1 Sastavni dijelovi

Pronovite nalaze li se u paketu svi sastavni dijelovi vaše posudice MediFlow. Ako nešteto nedostaje, odmah obavijestite trgovca od kog ste kupili proizvod.

Br.	Sast. dijelova	Specifikacija/veličina			
		L (M493–velika)	M (M492–srednja)	S (M491–mala)	N (nema maske)
1.	Maske	✓	✗	✗	✗
		✗	✗	✓	✗
2.	Poklopac protiv prašine (izborni)	✓	✓	✓	✓
3.	Nastavak za usta	✓	✓	✓	✓
4.	Kučište za pohranu	✓	✓	✓	✓
5.	Stražnji dio	✓	✓	✓	✓
6.	Ventili	✓	✓	✓	✓
7.	Zviždaljka (izborna)	✓	✓	✓	✓

Bilješka: "✓" označava da su ovi sastavni dijelovi prisutni, dok "✗" označava da nisu.

2.2 Predviđena namjena

Posudica za lijekove u raspršivaču MediFlow je komora za držanje i koristi se zajedno sa lijekovima u raspršivaču ili inhalatorima s odmerenom dozom (MDI) dok bolesti dišnih puteva.

2.3 Namijenjena uporaba

Posudica MediFlow namijenjena je uporabi kod kronične opstrukтивne plućne bolesti (KOPB) i astme uredajem za inhalaciju lijekova.

2.4 Kombinacija medicinskih uređaja

Posudica MediFlow trebala bi se koristiti zajedno s inhalatorima s odmerenom dozom (MDI) kod bolesti dišnih puteva. Inhalatori s odmerenom dozom su približno pravokutni, 23 ± 2 mm dužine $\times 16,5 \pm 2$ mm širine.

2.5 Kontraindikacije

Nema poznatih kontraindikacija.

2.6 Kombinacija proizvoda

Posudica MediFlow ima četiri specifikacije: "S" je mala maska (referentni broj M491/model DL-01D), "M" je srednja maska (referentni broj M493/model DL-01D), "L" je velika maska (referentni broj M492/model DL-01D), a "N" je bez maske. Pacijenti mogu odabrat odgovarajuće specifikacije na temelju veličine lica.

2.7 Opis funkcije

Posudica MediFlow pomaže smanjiti pogreške kod uporabe inhalatora s odmerenom dozom te izbjegavati taloženje velikih kolčina lijeka u orofaringealnom području i neželjene nuspojave povezane s prilagodjivim spojnim adapterom. Može se koristiti u većini uobičajenih inhalatora s odmerenom dozom.

2.8 Informacije o materijalu

Materijali	Dijelovi
PETG/PP/ABS	Inhalacijska komora, nastavak za usta
SILIKON	Ventil u komori, maska
TERMOPLASTIČNA GUMA	Stražnji dio, poklopac protiv prašine

Svi su materijali bez lateksa i BPA.

2.9 Rok trajanja

Rok trajanja posudice za lijekove u raspršivaču je 3 godine. Proizvod se preporučuje zamijeniti nakon 12 mjeseci ili nakon korištenja 1460 puta.